

MedAssist telepítési és használati útmutató (Windows)

0) Mikrofon beállítása

Amennyiben rendelkezik külső mikrofonnal (amit élő vizitek során erősen ajánlunk a jobb hangminőség és a pontosabb felismerés érdekében), kérjük, válassza ki azt a Windows beállításában: Gépház → Rendszer → Hang → Bemenet menüpont alatt, majd győződjön meg róla, hogy a megfelelő mikrofon van kijelölve alapértelmezett bemeneti eszközként.

1) Letöltés és kicsomagolás

1. Nyissa meg az e-mailt, amelyben a MedAssist telepítőcsomagot kapta, vagy töltsse le a MedAssist weboldaláról az **“Alkalmazás letöltése”** gombra kattintva (<https://www.medassist.hu/>)
2. Töltsse le a **MedAssist.exe** fájlt a számítógépére.
3. **Kattintson duplán a MedAssist.exe fájlra.**

2) Program indítása

1. Indítsa el a **MedAssist.exe** fájlt (dupla kattintás).

3) .NET 10 telepítése (ha a Windows felajánlja)

Első indításkor előfordulhat, hogy a Windows jelzi: a futtatáshoz szükséges a **.NET 10** telepítése.

- Kattintson a felajánlott telepítésre (a Windows hivatalos oldalára irányítja).
- Telepítse a **.NET 10** komponenst.
- A telepítés után indítsa el újra a **MedAssist.exe** fájlt.

Miért szükséges? A .NET 10 egy Windows-komponens, ami a MedAssist alkalmazás futtatásához szükséges.


4) Belépés

A sikeres indítás után regisztráljon be a MedAssist használatához. A regisztráció után összesen 2 email-t fog kapni. **Előfordulhat, hogy a levél a SPAM mappába kerül!** Az

elsőben erősítse meg a regisztrációját, a másodikban pedig megkapja az Ön egyedi licenckulcsát. A licenckulcsot másolja ki a levélből, és a MedAssistba történő belépés után másolja be a Beállítások menüpont alatti megfelelő mezőbe. Ezután érdemes a MedAssist-ot újraindítani, belépni, és kezdődhet is az első konzultáció.

5) Konzultáció indítása

Főképernyő:



1. A bal oldali menüsorban kattintson a **Szakorvosi konzultáció** menüpontra.




2. Kattintson a **bal alsó sarokban található mikrofon ikonra**. Kattintás után az ikon **kék színre vált**.



3. A rendszer visszajelez: **„Konzultáció folyamatban – mikrofon aktív”**

FIGYELEM! A „Konzultáció folyamatban – mikrofon aktív” állapot jelzi, hogy az időkeret elszámolása fut. Az elszámolás a mikrofon leállításáig tart, vagyis addig, amíg újra meg nem nyomja a Mikrofon gombot, és meg nem jelenik a „Kapcsolat bontva” üzenet. Kérjük, ne hagyja aktívan a mikrofont páciens távollétében, mert ezzel az időkeret indokolatlanul csökkenhet.




4. Ettől a ponttól kezdve megkezdheti a konzultációt a pácienssel.
5. A felvételt bármikor szüneteltetheti, ha újra a Mikrofon ikonra kattint.
6. Ha olyan információt is szeretne az ambuláns lapon látni ami nem hangzott el, kattintson a radír ikon melletti üres szövegmezőre, és adja hozzá az információt.

6) Konzultáció lezárása és ambuláns lap elkészítése


1. A konzultáció végén kattintson a jobb alsó sarokban lévő **Befejezés** gombra.



2. A rendszer **20-30 másodperc alatt** feldolgozza az anyagot (a konzultáció hosszától és az internetsebességtől függően).



3. A következő oldalon megjelenik a **kész, de szerkeszthető ambuláns lap**, amelyet áttekinthet és szükség esetén módosíthat, majd bemásolhat a meglévő medikai rendszerébe.



7) Új konzultáció indítása

Amennyiben végzett az adott konzultációval és az ambuláns lap elkészült, **új konzultációt bármikor indíthat**: egyszerűen kattintson ismét a bal oldali menüsorban található **Szakorvosi konzultáció** menüpontra, és kezdheti előlről a következő vizitet.

Támogatás és segítségkérés

Amennyiben a telepítés vagy a használat során bármilyen hibába ütközik, kérjük, hívja bizalommal az alábbi telefonszámot: **+36 30 238 6228**.